

AJOUTER DES IMAGES AUX QUESTIONS DANS VOTRE ENQUETE SENS

TABLE DES MATIERES

1. CONTENU DE CE GUIDE.....	2
2. COMMENT AJOUTER UNE IMAGE A UNE QUESTION DANS LE QUESTIONNAIRE SENS.....	2
2.1. PREPARER LA/LES IMAGE(S)	2
2.2. ADAPTER VOTRE XLS FORM.....	2
2.3. UPLOADEZ ET DEPLOYEZ VOTRE XLS FORM ADAPTE SUR LE SERVEUR	3
2.4. UPLOADEZ LES IMAGES SUR LE SERVEUR POUR LE XLS FORM ADAPTE ET DEPLOYE	3
2.5. ACCEDER LES QUESTIONS AVEC IMAGES SUR ODK COLLECT	3

1. CONTENU DE CE GUIDE

Ceci est un court tutoriel qui vous guide étape par étape sur la façon d'ajouter des images à l'une ou plusieurs des questions de vos questionnaires d'enquête SENS.



Ceci peut être particulièrement utile pour les questions 7A-7H du questionnaire Enfant, surtout si vous ne disposez d'aucun échantillon du produit lié à la question à montrer au répondant pendant l'entretien.

2. COMMENT AJOUTER UNE IMAGE A UNE QUESTION DANS LE QUESTIONNAIRE SENS

Afin d'ajouter une image à une question dans votre enquête SENS, vous devrez suivre les étapes suivantes :

2.1. PREPARER LA/LES IMAGE(S)

- Vous devrez d'abord préparer les images à ajouter à votre enquête et les enregistrer toutes ensemble dans un dossier. Les images doivent être enregistrées en format .jpg.







Name	Date modified	Type	Size
 Cerealac	26/01/2021 9:26 am	JPG File	65 KB
 covid19	02/02/2021 6:37 pm	JPG File	46 KB
 GuigozEtCie	26/01/2021 9:23 am	JPG File	83 KB
 PlumpyNut	26/01/2021 9:10 am	JPG File	16 KB
 SuperCerealePlus	26/01/2021 9:27 am	JPG File	12 KB
 Vitamin	26/01/2021 9:28 am	JPG File	21 KB

Figure 1: Dossier contenant toutes les images à ajouter à l'enquête

- Vous pouvez **ajouter un média à la fois par question** dans votre XLS form : ainsi, si vous avez besoin d'ajouter plusieurs images à une seule question, regroupez-les dans un document Word par exemple, prenez une capture d'écran du groupe d'images nécessaire et enregistrez-la en tant qu'image .jpg dans le dossier contenant tous les autres médias.



Figure 2: : Exemples d'images ou groupe d'images

2.2. ADAPTER VOTRE XLS FORM

- Ensuite, vous devrez ajouter ces images à votre XLS form : insérez le nom complet de votre média (c'est-à-dire **nom.jpg**) dans la **colonne «media:image»** des questions de l'onglet «survey».

type	name	label::Français	media::image
select_one yesnodk	FBFSUPER	7C. CSB++, super céréale plus	SuperCerealePlus.jpg
select_one yesnodk	RUTF	7D. PlumpyNut®	PlumpyNut.jpg
select_one yesnodk	INFORMFE	7G. Guigoz, Blédilait, Nursie, NAN, France lait, Nido, Celia	GuigozEtCie.jpg
select_one yesnodk	FOODFE	7H. Cerelac, phosphatine, bledine, Tanty	Cerelac.jpg
select_one yesnodk	MNP	Hier, durant la journée ou la nuit, est-ce que \${CHNAME} a consommé une nourriture à laquelle vous avez ajouté (Vitamin, Super bébé) comme celui-ci?	Vitamin.jpg

Figure 3: Adapter son XLS form

2.3. UPLOADEZ ET DEPLOYEZ VOTRE XLS FORM ADAPTE SUR LE SERVEUR

- **Uploadez (et déployez)** le XLS form adapté sur le serveur Kobo Toolbox selon les procédures usuelles.

2.4. UPLOADEZ LES IMAGES SUR LE SERVEUR POUR LE XLS FORM ADAPTE ET DEPLOYE

- Une fois votre XLS form adapté, uploadé et déployé sur le serveur, ajoutez-y les images au format .jpg, **une par une**.





Figure 4: Comment ajouter les images à une enquête SENS sur Kobo Toolbox

2.5. ACCEDER LES QUESTIONS AVEC IMAGES SUR ODK COLLECT

- Sur ODK Collect la question va s'afficher comme suit : label, hint, media et ensuite choices.

6:41
SMART...
+

Questionnaire enfants: > 1
7D. PlumpyNut®


© Nutriset 2018

MONTRE LE SACHET.



☐ Oui
☐ Non
☐ Ne sait pas

< BACK
NEXT >

6:42
SMART...
+

Questionnaire enfants: > 1

Hier, durant la journée ou la nuit, est-ce que child 1 a consommé une nourriture à laquelle vous avez ajouté (Vitamin, Super bébé) comme celui-ci?

MONTRE LE SACHET DE POUDRE DE MICRONUTRIMENTS.

☐ Oui

< BACK
NEXT >

Figure 5: Exemples de questions avec des images sur ODK Collect